

實驗專用熱蒸汽鍋

Steam Generator

TD-8556

前言：

本組實驗專用熱蒸汽鍋，可適用在熱傳導實驗或是熱膨脹實驗中，可變功率：提供 0-400 Watts 功率。具有自動斷電保護裝置。

使用方式：

1. 如附圖所示，將一端夾住，另一端用熱塑膠管接至需要熱源的裝置上。
2. 將水注滿約 1/2 或 3/4 滿。
3. 插入電源。
4. 開啟電源開關，根據實驗需求，調整熱源大小。

